

1. Dlg laboratorii% obvesti naznahennyj analiz

2. Dlg bol;nogo%

- Na ka'dom kontejnere napisat; svoe imq i famili[, datu i vremq sbora.
- Ispol;zovat; suxoj i histyj kontejner dlq sbora kala, kotoryj prednaznachen dlq analiza. S /toj cel;[ mo'no ispol;zovat; histyj kontejner ot margarina, histu[ banku s wirokim gorlom ili al[minievu[ formu dlq piroga. Dlg sbora kala mo'no tak'e podstelit; pod sidenie tualeta plastikovu[ plenku (saran wrap). Obrazec kala NE DOL"EN popast; v vodu v tualete; tak'e ne sleduet ispra'nqt;sq neposredstvenno v kontejner, otpravlgemyj v laboratorii[. Esli deti ne priuheny k ispol;zovani[ tualeta, to mo'no ispol;zovat; pelenku, vyvernuv ee naiznanku, ili pokryv ee iznutri plastikovoj plenkoj. Obrazec kala dlq analiza nel;zq soskreat; s absorbiru[lej poverxnosti pelenki.

Nazvanie testa	Test # Kod	Kontejner	Primehaniq
<b>Bakteriologiheskij analiz kala</b>  (posev, patogeny% sal;monella, wigella, koli-bakteriq O157%N7, a/romony, pleziomony, kampilobakter)	6562/STL	Flakon Keri Bl/ra dlq poseva	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Postavit; v xolodil;nik i dostavit; v laboratorii[ v tehenie 72 hasov. <b>Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;.</b>  Primehanie% rekomenduetsq predostavit; 2-3 obrazca, sobrannye v raznye flakony v raznye dni.
<b>Lejkocity, polimorfoqdernye kletki</b>  (lejkocity v kale, kal dlq issledovaniq na lejkocity i dlq okrawivaniq po Gramu)	6608/WB S	Histyj kontejner bez sredey dlq <u>transportirovki</u>	Postavit; v xolodil;nik i dostavit; v laboratorii[ v tehenie 24 hasov.
<b>Parazity i qjca</b>  (analiz na nalihie parazitov, lqmblij, ameb i t.p.)	6546/OP	Para flakonov% - s formalinom - s polivinilovym spirtom	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Xranit; pri komnatnoj temperature. Net ogranihenij na srok vozvrata v laboratorii[. <b>Sobirat; tol;ko po odnomu obrazcu v den;.</b>  Primehanie% dlq /togo testa rekomenduetsq predostavit; 3 obrazca, sobrannye s intervalami v 2 dnq v raznye nabory iz 2-x flakonov.
<b>Lqmbliyevyj antigen</b>	6695/GIA	Flakon s formalinom	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Xranit; pri komnatnoj temperature i vernut; v tehenie 2-x mesqcev.
<b>Proba na toksiny A</b>	6588/CD	Histyj kontajner bez sredey dlq	Posle sbora postavit; v xolodil;nik i vernut; v

<b>i v</b> Clostridium difficile	T	<u>transportirovki</u>	tehenie 72 hasov (optimal'no% v tehenie 24 hasov).
<b>Posev na ersini[</b>	6534/YE R	Flakon Keri Bl/ra dlq poseva	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Posle sbora postaviti; v xolodil'nik i vernuti; v laboratorii[ v tehenie 72 hasov.
<b>Posev na vibriony</b>	6536/VIB	Flakon Keri Bl/ra dlq poseva	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Posle sbora postaviti; v xolodil'nik i vernuti; v laboratorii[ v tehenie 72 hasov
<b>Proba na kriptosporidium</b>	6542/CR Y	Flakon s formalinom	Dobavit; kal do otmetki i xorowo peremewat;. Posle sbora xraniti; pri komnatnoj temperature i vernuti; v laboratorii[ v tehenie 2-x mesqcev.
<b>Proba na antigen rotavirusa, kal</b>	5780/RO V	Histyj kontejner	Posle sbora postaviti; v xolodil'nik i vernuti; v laboratorii[ v tehenie 72 hasov.